

高さ調節スペーサー / ポストスタンド用スペーサー 小型ポストスタンド

SP-T / PS-SP
SPS

SP-T

RoHS カタログコード W6041



ポストスタンド専用の補助部品です。
ポストスタンドの上に固定し、小型光学系の一部やユニットの高さ調整を行います。

- ポストスタンド、ポストクランプと併用して使用します。
- SP-25TはM2の取付穴がある主に□25mmステージ用、SP-40TはM2・M3の取付穴がある主に□25mm・□40mmステージ用です。



ご案内

▶高さ調整スペーサーでは補えない微細な高さ进行调整する場合は、ポストスタンド用スペーサー(PS-SP)を併用してください。

▶参照 D055 ▶WEB参照 カタログコード W6042

▶カタログ掲載品以外のサイズ、形状も製作承ります。営業までお問合せください。


仕様

主要材質：アルミ
表面処理：黒アルマイト


品番	価格 [¥]	質量 [kg]
SP-25T	1,870	0.009
SP-40T	1,870	0.02

外形図

SP-25T 血ネジ M4×10…1本



SP-40T 血ネジ M4×10…1本



PS-SP


RoHS カタログコード W6042

●ポストスタンド用高さ調整スペーサー(SP-T)専用の補助部品です。高さ調整スペーサーでは補えない、微細な調整をするための製品です。

●ポストスタンドと高さ調整スペーサーの間に設置し、共締めで固定して使用します。

外形図

PS-SP



仕様

主要材質：ステンレス
表面処理：無

品番	価格 [¥]	A [mm]	質量 [kg]
PS-0.5SP	520	0.5	0.002
PS-0.8SPUU	520	0.8	0.003
PS-1SP	520	1	0.004
PS-1.2SPUU	520	1.2	0.005
PS-1.6SPUU	520	1.6	0.006
PS-2SP	520	2	0.008
PS-2.3SP	520	2.3	0.01
PS-2.5SPUU	520	2.5	0.01
PS-3.1SPUU	520	3.1	0.012
PS-3.5SPUU	520	3.5	0.014
PS-3.9SPUU	520	3.9	0.016
PS-4.3SPUU	520	4.3	0.017

ご案内

▶ご使用のスペーサーに合わせて付属ネジを用意しております。営業までお問合せください。

SPS

RoHS カタログコード W6079

小型ポストスタンドは、φ15mm以下の適応素子マウントホルダーとの接続に適します。

- 任意の位置決めが容易にでき、スタンドクランプ(RCシリーズ)で固定し使用します。
- 低光軸の光学ユニットとして、防振台や光学実験台に直接配置することができます。




仕様

主要材質：ステンレス
表面処理：無

品番	価格 [¥]	A [mm]	質量 [kg]
SPS-12.5	750	12.5	0.01
SPS-15	750	15	0.013
SPS-20	750	20	0.017
SPS-25	750	25	0.023
SPS-30	900	30	0.027
SPS-35	900	35	0.03

外形図

SPS 棒先止めネジ SC-M4-14EE…1本



ご案内

▶スタンドクランプ(RC) ▶参照 D062 ▶WEB参照 カタログコード W6081

アプリケーション
システム

光学素子

ホルダー

ベース

手動ステージ

アクチュエータ

自動ステージ

光源

索引

ガイドンス

防振台

光学実験台

暗室/暗箱

オプティカルベース

スペーサー

ブラケット

ポストスタンド

ロッド/ボール

スタンド

工具