

スパーサー | SP

50×50mm変換スパーサー | SP-102


- ステージ用の取付穴変換スパーサーです。



仕様		主要材質：アルミ 表面処理：黒アルマイト	
品番	価格 [¥]	質量 [kg]	
SP-102-1	1,270	0.12	
SP-102-2	1,420	0.18	
SP-102-3	1,570	0.27	

外形図

SP-102 六角穴小ネジ M4×6…4本 (3種共通)



品番	A (mm)	B (mm)
SP-102-1	80	70
SP-102-2	100	90
SP-102-3	120	100

RoHS カタログコード W6058

接続例

80×80ステージ(M4 70×70)

SP-102-1

M4 50×50

100×100ステージ(M4 90×90)

SP-102-2

M4 50×50

120×120ステージ(M4 100×100)

SP-102-3

M4 50×50

KSP・KSPA用上面スパーサー | SP-103


- θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スパーサーです。



仕様		主要材質：アルミ 表面処理：黒アルマイト	
品番	価格 [¥]	質量 [kg]	
SP-103	1,500	0.06	

外形図

SP-103 六角穴付ボルト M4×6…4本



RoHS カタログコード W6059

接続例

25×25ステージ(M2 20×20)

40×40ステージ(M3 32×32)

60×60ステージ(M4 50×50)

SP-103

KSP/KSPA (M4 φ50)

KSP-786M用下面スパーサー | SP-104


- θ軸粗微動ステージ(KSP-786M)用の取付穴変換スパーサーです。



仕様		主要材質：アルミ 表面処理：黒アルマイト	
品番	価格 [¥]	質量 [kg]	
SP-104	1,500	0.06	

外形図

SP-104 六角穴付ボルト M4×6…4本



RoHS カタログコード W6060

接続例

KSP-786M

SP-104

MB-CB-PB

60×60ステージ(M4 50×50)