

## TAS-2060用上面スペーサー | SP-127-1


RoHS カタログコード W6069

- X・Y軸ネジ送りステージ(TAS-20601・20602)用の取付穴変換スペーサーです。



### 外形図

SP-127-1 六角穴付ボルト M4×6…4本



### 接続例

ロッドスタンド等 (M16 P1)  
25×25ステージ (M2 20×20)

### SP-127-1

TAS-20601  
TAS-20602

### 仕様


主要材質: アルミ  
表面処理: 黒アルマイト

品番	価格 (¥)	質量 (kg)
SP-127-1	1,500	0.04

## 変換スペーサー | SP-129


RoHS カタログコード W6071

- θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです。



### 外形図

SP-129 六角穴付ボルト M3×6…4本



### 接続例

ロッドスタンド等 (M16 P1)  
25×25ステージ (M2 20×20)  
40×40ステージ (M3 32×32)  
60×60ステージ (M4 50×50)

### SP-129

KSP-406 (M3 φ30)  
40×40ステージ (M3 φ32)  
60×60ステージ (M4 φ50)

### 仕様


主要材質: アルミ  
表面処理: 黒アルマイト

品番	価格 (¥)	質量 (kg)
SP-129	2,250	0.06

## 変換スペーサー | SP-130


RoHS カタログコード W6072

- マグネットベース (MB-CB-PB) 専用の取付穴変換スペーサーです。



### 外形図

SP-130 六角穴付ボルト M4×6…4本



### 接続例

ロッドスタンド等 (M16 P1)  
25×25ステージ (M2 20×20)  
40×40ステージ (M3 32×32)  
60×60ステージ (M4 50×50)

### SP-130

MB-PB-CB

### 仕様


主要材質: アルミ  
表面処理: 黒アルマイト

品番	価格 (¥)	質量 (kg)
SP-130	2,250	0.06

## 変換スペーサー | SP-131


RoHS カタログコード W6073

- ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです。



### 外形図

SP-131 六角穴付ボルト M4×6…4本  
六角穴付ボルト M3×6…4本



### 接続例

ロッドスタンド等 (M16 P1)  
40×40ステージ (M3 32×32)  
60×60ステージ (M4 50×50)

### SP-131

TAR-34403L (M3 14×24)  
TAR-34/38 (M4 20×40)

### 仕様

主要材質: アルミ  
表面処理: 黒アルマイト

品番	価格 (¥)	質量 (kg)
SP-131	2,250	0.06

アプリケーションシステム

光学素子

ホルダー

ベース

手動ステージ

アクチュエータ

自動ステージ

光源

索引

ガイダンス

防振台

光学実験台

暗室/暗箱

オプティカルベース

スペーサー

ブラケット

ポストスタンド

ロッド/ボール

スタンド

工具